

EIER FÄRBEN IM VAROMA

4. OSTEREI

15 Eier
5 Flüssigfarbe
5 Gefrierbeutel
Essig und warmes Wasser

Region Dortmund
Bezirk Essen

Zubereitung :
In jeden Gefrierbeutel drei Eier
geben, 1 Färbetablette, 300
gramm warmes Wasser, 2 Eßl.
Essig Mit einem Clip verschliessen
und in den Varoma legen. Sollten
nicht alle Beutel in den Varoma
passen, kann auch ein Beutel im
Garkorbchen im Mixtopf gegeben
werden.
30 Min / Varoma / Stufe 1

14:22